



Inhaltsliste Ergänzungsset Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z 1020:2025

SKU	Erste Hilfe Materialien	Menge
92369	Medizinische Einmalhandschuhe (Nitril) gemäß ÖNORM EN 455-1, ÖNORM EN 455-2 und ÖNORM EN 455-3, nahtlos, groß	3 Paar
92268	Verbandtuch, 40 cm × 60 cm, aluminiumbedampft, nicht fasernd, nicht mit der Wunde verklebend, Wundseite erkennbar, einzeln steril und keimdicht verpackt, Mindestsaugkapazität H ₂ O von 100 g/m ²	1
94123	Desinfektionstücher, einzeln verpackt	3
94633	Kältesofortkompressen, mindestens 10 cm × 10 cm	2
89120	FFP2-Masken	3
94273	Rettungsdecke 210 cm × 160 cm, aluminiumbedampft, Foliendicke 12 µm	1
92190	Elastische Mullbinden, 10 cm × 4 m, unbeschichtet, einzeln staubdicht verpackt	2
94448	Einmalbeatmungsbehelf	2