



Inhaltsliste Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z 1020:2025

Erste Hilfe Materialien	Menge
Erste-Hilfe-Materialien Stückzahl Dreiecktücher gemäß ÖNORM K 2122	3
Wundauflage oder Saugkompressen (10 ± 0,5) cm × (10 ± 0,5) cm, saugfähig, nicht fasernd, nicht mit der Wunde verklebend, Wundseite erkennbar, einzeln steril und keimdicht verpackt	10
Verbandtuch, 40 cm × 60 cm, aluminiumbedampft, nicht fasernd, nicht mit der Wunde verklebend, Wundseite erkennbar, einzeln steril und keimdicht verpackt, Mindestsaugkapazität H ₂ O von 100 g/m ²	1
Spule Heftpflaster, quer reißbar, 5 cm × 5 m	2
Pflasterstrips, 6 cm × 1,9 cm, einzeln staubdicht verpackt	5
Pflasterschnellverband, 6 cm × 10 cm, einzeln staubdicht verpackt	10
Momentverband groß, Binde 10 cm × 3 m, mit nicht mit der Wunde verklebendem Wundkissen 10 cm × 10 cm, einzeln steril und keimdicht verpackt	4
Elastische Mullbinden, 10 cm × 4 m, unbeschichtet, einzeln staubdicht verpackt	6
Fingerschnellverband, elastisches Band mit Wundkissen, 3 cm × 3 cm	5
Rettungsdecke 210 cm × 160 cm, aluminiumbedampft, Foliendicke 12 µm	3
Erste-Hilfe-Schere gemäß ÖNORM K 2121	1
Medizinische Einmalhandschuhe (Nitril) gemäß ÖNORM EN 455-1, ÖNORM EN 455-2 und ÖNORM EN 455-3, nahtlos, groß	3 Paar
Einmalbeatmungsbehelf	3
Desinfektionstücher, einzeln verpackt	3
FFP2-Masken	3
Kältesofortkompressen, mindestens 10 cm × 10 cm	2
Splitterpinzette, 8 cm, Metall, rostfrei	1
Erste-Hilfe-Anleitung (entsprechend der Lehrmeinung einer anerkannten Rettungsorganisation)	1
Inhaltsverzeichnis	1