

Drogen Einzeltests

Drogendiagnostik für die Drogen- und Medikamentendiagnostik

Einzelstück: 1 Stk. Drogen Einzeltest, 1 Gebrauchsanweisung

Einzelstück inkl. Handschuhe und Becher: 1 Stk. Drogen Einzeltest,
1 Becher + Deckel, 1 Paar Handschuhe, 1 Gebrauchsanweisung

10Stk. Packung: 10 Stk. Drogen Einzeltests einzeln verpackt und 1 Gebrauchsanweisung



Urin

| Parameter | Bezeichnung | Streifen/Kassette Art.Nr. | Einzelstück Phznr. | Einzelstück inkl. Handschuhe und Becher Phznr. | 10Stk. Packung (einzeln gepackt ohne Handschuhe, ohne Becher) Phznr. | Cut-Off (ng/ml) |
|-----------|---|------------------------------|-----------------------|--|--|--------------------|
| AMP | Amphetamine | 0271016 | n.g. | n.g. | n.g. | 300 |
| AMP | Amphetamine | 0271001 | 4863264 | 4863407 | n.g. | 1000 |
| BAR | Barbiturate | 0271002 | 4863413 | 4863436 | n.g. | 300 |
| BUP | Buprenorphine | 0271013 | 4863608 | 4863614 | n.g. | 10 |
| BZD | Benzodiazepine | 0271003 | 4863442 | 4863459 | n.g. | 300 |
| THC 25 | Cannabinoide | 0271160 | 4858642 | 4858665 | 4897719 | 25 |
| THC 50 | Cannabinoide | 0271005 | 4858659 | 4858671 | 4897725 | 50 |
| COT | Cotinin | 0271163 | 3310741 | 4152669 | n.g. | 200 |
| MDMA | Ecstasy | 0271012 | 4863577 | 4863583 | n.g. | 500 |
| EDDP | 2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3- 3-diphenylpyrrolidine | 0271014 | 4865903 | 4865889 | n.g. | 100 |
| ETG | Ethylglucuronid | 0270200 | 4863844 | 4863850 | n.g. | 500 |
| FYL | Fentanyl | 0271019 | 4863672 | 4863689 | n.g. | 20 |
| KET | Ketamine | 0271162 | 4863726 | 4863749 | n.g. | 1000 |
| COC | Kokain | 0271004 | 4863465 | 4863471 | 4897754 | 300 |
| LSD | Lysergsäurediethylamid | 0271168 | 4863809 | 4863815 | n.g. | 50 |
| MTD | Methadon | 0271008 | 4863525 | 4863531 | 4897777 | 300 |
| MET | Methamphetamine | 0271007 | 4863502 | 4863519 | n.g. | 1000 |
| MOR | Morphine | 0271006 | 4863494 | 4863488 | 4897748 | 300 |
| OXY | Oxycodone | 0271015 | 4863620 | 4863637 | n.g. | 100 |
| PCP | Phencyclidine | 0271009 | 3109275 | 4152824 | n.g. | 25 |
| PGB | Pregabalin | 0271169 | 4863821 | 4863838 | n.g. | 2000 |
| PPX | Propoxyphene | 0271017 | 3239807 | 4152830 | n.g. | 300 |
| K2 | Spice | 0271161 | 4863695 | 4863703 | n.g. | 50 |
| TML | Tramadol | 0271018 | 4863643 | 4863666 | n.g. | 100 |
| TCA | Tricyclische Antidepressiva | 0270010 | 4863548 | 4863554 | n.g. | 1000 |
| ZOL | Zolpidem | 0271167 | 4863784 | 4863790 | n.g. | 50 |
| 6-MAM | 6-Monoacetylmorphine | 0271166 | 4865895 | 4865872 | n.g. | 10 |