



NEWGENE COVID-19 Antigen Wohnzimmertest

Antigentest, Wohnzimmertest, Geeignet für Laien zur Durchführung von Selbsttests. (CE1434)



Wohnzimmertest / Selbsttest, New Gene Corona Virus Antigen Schnelltest, SARS-CoV-2

Artikelnummer

COVID-19-NG21

Hersteller

New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd.

Testprinzip

Das Wohnzimmertest / Selbsttest New Gene COVID-19 Antigen-Nachweis-Kit – Nasenabstrich ist ein immunchromatographischer Membrantest, der hochempfindliche monoklonale Antikörper verwendet, um das Nukleokapsidprotein von SARS-CoV-2 aus Nasenproben, die mit einem Tupfer entnommen wurden, nachzuweisen.

Produktinfos

- Dieser **Wohnzimmertest** ist für den Einsatz als **Selbsttest** geeignet. Geeignet für Laien zur Durchführung von Selbsttests.
- Nasenabstrich, vorderer Nasenbereich
- **CE 1434**
- EU Device identification number: 2303
- **BfArM gelistet** (Dokumentnr.: AT1210/21)
- Evaluiert durch PEI, Paul-Ehrlich Institut
- Auch einsetzbar bei **SARS-CoV-2 Mutationen** wie bspw. **Omikron Variante** B.1.1.529, B.1.1.7 (VOC 2020/12/01), B.1.351, B.1.617 Delta Variante
- Hohe **Genauigkeit** (98.10%), **Sensitivität** (96.80%) und **Spezifität** (99.10%) (gesamt)
- Qualitatives **Ergebnis in 15-30 Minuten**
- Komplettes Zubehör inklusive
- Einfache und schnelle Durchführung
- Lagerung bei 2 – 30°C
- Lange **Haltbarkeit bis zu 24 Monaten**
- **Geringe Nachweisgrenze:** 0,05 ng / ml SARS-CoV-2-Nucleocapsid-Proteinlösung. Die LoD (Grenze des Nachweises) des COVID-19 Antigen Detection Kit beträgt 71,6 TCID50/ml mit 95 % Konfidenzintervallen von 59,3 TCID50/ml bis 95,4 TCID50/ml.

Wohnzimmertest / Selbsttest, New Gene Corona Virus Antigen Schnelltest, SARS-CoV-2



Packungsinhalt

- 1 x Aluminiumfolienbeutel mit Testkassette
- 1 x Probenentnahmeröhrchen mit Röhrchenkappe
- 1 x steriler Probenentnahme – Tupfer
- 1 x Gebrauchsanweisung

