

# Drogen Einzeltests

- **Einzelstück:** 1 Stk. Drogen Einzeltest, 1 Gebrauchsanweisung
- **Einzelstück inkl. Handschuhe und Becher:** 1 Stk. Drogen Einzeltest, 1 Becher + Deckel, 1 Paar Handschuhe, 1 Gebrauchsanweisung
- **10 Stk. Packung:** 10 Stk. Drogen Einzeltests einzeln verpackt und 1 Gebrauchsanweisung



Übersicht: <https://www.porod-med.com/drogendiagnostik>

## Urin

| Parameter | Bezeichnung                                           | Streifen/Kassette<br>Art.Nr. | Einzelstück<br>Phznr. | Einzelstück inkl.<br>Handschuhe und Becher<br>Phznr. | 10 Stk. Packung<br>(einzeln gepackt<br>ohne Handschuhe<br>ohne Becher)<br>Phznr. | Cut-Off<br>(ng/ml) |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| AMP 300   | Amphetamine                                           | 0271016                      | n.g.                  | n.g.                                                 | n.g.                                                                             | 300                |
| AMP 1000  | Amphetamine                                           | 0271001                      | 4863264               | 4863407                                              | n.g.                                                                             | 1000               |
| BAR       | Barbiturate                                           | 0271002                      | 4863413               | 4863436                                              | n.g.                                                                             | 300                |
| BUP       | Buprenorphine                                         | 0271013                      | 4863608               | 4863614                                              | n.g.                                                                             | 10                 |
| BZD       | Benzodiazepine                                        | 0271003                      | 4863442               | 4863459                                              | n.g.                                                                             | 300                |
| COC       | Kokain                                                | 0271004                      | 4863465               | 4863471                                              | 4897754                                                                          | 300                |
| COT       | Cotinin                                               | 0271163                      | 3310741               | 4152669                                              | n.g.                                                                             | 200                |
| EDDP      | 2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3-<br>3-diphenylpyrrolidine | 0271014                      | 4865903               | 4865889                                              | n.g.                                                                             | 100                |
| ETG       | Ethylglucuronid                                       | 0270200                      | 4863844               | 4863850                                              | n.g.                                                                             | 500                |
| FYL       | Fentanyl                                              | 0271019                      | 4863672               | 4863689                                              | n.g.                                                                             | 20                 |
| GHB       | Gammyhydroxybuttersäure                               | 0271201                      | n.g.                  | n.g.                                                 | n.g.                                                                             | 10000              |
| K2        | Spice                                                 | 0271161                      | 4863695               | 4863703                                              | n.g.                                                                             | 50                 |
| KET       | Ketamine                                              | 0271162                      | 4863726               | 4863749                                              | n.g.                                                                             | 1000               |
| LSD       | Lysergsäurediethylamid                                | 0271168                      | 4863809               | 4863815                                              | n.g.                                                                             | 50                 |
| MDMA      | Ecstasy                                               | 0271012                      | 4863577               | 4863583                                              | n.g.                                                                             | 500                |
| MDPV      | Methylenedioxypropylvaleron<br>(Badesalz)             | 0270165                      | 4555108               | 4863778                                              | n.g.                                                                             | 3000               |
| MET       | Methamphetamine                                       | 0271007                      | 4863502               | 4863519                                              | n.g.                                                                             | 1000               |
| MOR       | Morphine                                              | 0271006                      | 4863494               | 4863488                                              | 4897748                                                                          | 300                |
| MTD       | Methadon                                              | 0271008                      | 4863525               | 4863531                                              | 4897777                                                                          | 300                |
| OXY       | Oxycodone                                             | 0271015                      | 4863620               | 4863637                                              | n.g.                                                                             | 100                |
| PCP       | Phencyclidine                                         | 0271009                      | 3109275               | 4152824                                              | n.g.                                                                             | 25                 |
| PGB       | Pregabalin                                            | 0271169                      | 4863821               | 4863838                                              | n.g.                                                                             | 2000               |
| PPX       | Propoxyphene                                          | 0271017                      | 3239807               | 4152830                                              | n.g.                                                                             | 300                |
| TCA       | Tricyclische Antidepressiva                           | 0270010                      | 4863548               | 4863554                                              | n.g.                                                                             | 1000               |
| THC 25    | Tetrahydrocannabinol<br>(Cannabinoide)                | 0271160                      | 4858642               | 4858665                                              | 4897719                                                                          | 25                 |
| THC 50    | Tetrahydrocannabinol<br>(Cannabinoide)                | 0271005                      | 4858659               | 4858671                                              | 4897725                                                                          | 50                 |
| TLD       | Tilidin                                               | 0271170                      | n.g.                  | n.g.                                                 | n.g.                                                                             | 50                 |
| TML       | Tramadol                                              | 0271018                      | 4863643               | 4863666                                              | n.g.                                                                             | 100                |
| ZOL       | Zolpidem                                              | 0271167                      | 4863784               | 4863790                                              | n.g.                                                                             | 50                 |
| 6-MAM     | 6-Monoacetylmorphine                                  | 0271166                      | 4865895               | 4865872                                              | n.g.                                                                             | 10                 |

n.g. = nicht gelistet (Dieses Produkt hat noch keine Phznr.)